



Composition for Maintaining Organ and Cell Viability

- ⇒ Organ Preservation and Transportation
- ⇒ Cell Culture, FBS Replacement
- ⇒ Tissue Preservation & Transportation

客戶見證：

最厚達 2 cm 的皮膚組織，取下後直接浸泡 Lifor®，置於 4 °C，最長放置 2 星期，細胞維持良好活性，使 primary cell culture 效果接近新鮮處理的 sample，細胞存活率大大提升！！

Lifor® 組織保存使用方法：

- 用量預估為每 1gm 組織使用 10ml Lifor 浸泡
- 避免以生理食鹽水沖洗細胞，組織，腫瘤組織，或其他性質的細胞樣品，直接將樣品浸泡於 Lifor
- 不限定保存溫度，及容器



包裝規格	貨號
100ml	AEDTNC-100
500ml	AEDTNC-500
1000ml	AEDTNC-1000

- ◆ Animal/Human Component Free
- ◆ Low Potassium
- ◆ Dextran Based
- ◆ Liposome Complex
- ◆ Nutrients
- ◆ GMP Validated Manufacturing
- ◆ Batch Consistency Lot-to-Lot
- ◆ US Patent No 7,220,538

- 以微脂體包覆而成的奈米粒子攜帶 O₂ 及細胞所需之營養成分
- 提供細胞自行修復的條件
- 不含動物血清及蛋白，減低感染及污染的機率
- 不含具細胞毒性的成分，如 DMSO

Composition of Lifor®: Physiological, oxygen enriched solution, inorganic salts, amino acids, vitamins, adenosine, cholesterol, glucose, dextrane 70, growth factors (EGF, VEGF, HGF).



長時間維持細胞活性

應用

- ◆ 實驗用途之器官儲存，室溫運送，並在移植後重現器官功能（如心臟，肝臟，腎臟）
- ◆ 適合長時間 4 °C 或 25 °C 儲存，運送活細胞檢體，方便後續細胞培養，酵素活性測試及基因表達分析如 mouse epididymal sperm, peripheral blood stem cells, phgranulocytes, skeletal muscle, RNA extraction.
- ◆ 提高 primary culture 細胞存活率
- ◆ 冷凍保存特定癌細胞 (single cells and spheroids), 建立癌細胞庫




Figure 1: 保存在 Lifor® 中不同的保存時間及溫度的癌組織抽取 RNA,皆沒有 RNA 降解的現象 : **A.** PC-3 cells for up to 72h at RT, **B.** Lung Cancer tissue 5 days at RT and 4°C, respectively and **C.** PC-3 cells for up to 3 months at -196°C. RNA did not show any degradation.




Figure 2: 使用 10% 及 50% 的 Lifor® 保存周邊血液幹細胞, 可在 4°C 下保存 7 天並維持存活率高達 88.4% 及 94.2%

更多器官, 組織及細胞保存實例請參考以下文獻 :

10h Preservation of Guinea Pig Isolated Hearts Perfused at Low Flow with Air-saturated Lifor® solution at 26°C: comparison to Viaspan®, David F. Stoe, Amadou K.S. Camara, James S. Heisner, Mohammed Aldakkak, David R. Harder, American Physiological Society, 2007, vol. 62

Preservation of Hearts with Air-saturated Lifor Solution at Room Temperature for 20 Hours, D.F. Stowe, M. Aldakkak, J.S. Heisner, AKS Camara, D.R. Harde, *The Journal of Heart and Lung Transplant*, September 2008

Preservation of Hearts with Air-saturated Lifor Solution at Room Temperature for 20 Hours, D.F. Stowe *et al*, *The Journal of Heart and Lung Transplant*, September 2008

A Novel Method for Generating Xeno-Free Human Feeder Cells for Human Embryonic Stem Cell Culture, G. Meng, *et al.*, *Stem Cells and Development*, October 2007

Cellular Incorporation Into Electrospun Nanofibers Retained Viability, Proliferation, and Function in Fibroblasts, John A. van Aalst, *et al.*, SOUTHEASTERN SOCIETY OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGEONS, 2008

Establishing continuous single cell cultures from primary tumor excisions using as new generation of tumor tissue transport- and culture solution, R.A. Hilger *et al.*,

Nonfrozen Transport Medium Preserves and Restores Skeletal Muscle Enzymatic Activity and Morphology, Iren Horkayne-Szakaly, *et al.*, *The Journal of Histotechnology*, Vol. 32 No. 2, June 2009.

A comparative study of freezing single cells and spheroids: Towards a new model system for optimizing freezing protocols for cryobanking of human tumours
F. Ehrhart, *et al.*, *Cryobiology*, 2008.

Establishment of a transport system for mouse epididymal sperm at refrigerated temperatures. Takeo T, *et al.*, *Cryobiology*. 2012 Jun 18.