

Uscn Life Science 是一家以生產生命科學研究用的試劑為主的股份有限公司，美國休斯頓與中國武漢，皆有公司、實驗室與生產線。產品線有ELISA kit、CLIA kit、antibody、recombinant protein，其產品種類十分完整而且品質具有國際水準，90%以上的產品都是銷售到世界各地。公司系統通過瑞士 (SGS) ISO 9001:2008、工廠設備通過ISO 13485:2003認證。產品由義大利ECM國際認證檢測中心檢測合格並頒發CE證書。

Uscn Life Science的動物房符合標準，飼有360隻兔子、400隻豚鼠以及一定數量的大鼠、小鼠、雞等實驗動物，其抗體中心具有豐富的免疫、採集、融合、篩選、分離、純化、鑑定等抗體製備的經驗，提供高品質的抗體與蛋白產品。

USCN Building Panoramic (Wuhan)



American USCN Panoramic (Houston)



USCN B&D Center -- Semi-built Animal Center



## 常見Signal Transduction Molecule ELISA KIT產品

Molecule name	Organism	Detection range	Sensitivity	Cat no.
<b>NFκB signaling</b>				
Erk1	Human	0.312-20ng/mL	0.114ng/mL	E91357Hu
Erk2 (p38)	Human	46.88-3,000pg/mL	18.06pg/mL	E90930Hu
JNK	Human	0.312-20ng/mL	0.114ng/mL	E91357Hu
p50	Human	0.156-10ng/mL	0.060ng/mL	E91824Hu
p65	Human	0.156-10ng/mL	0.041ng/mL	E90616Hu
<b>Jak/Stat signaling</b>				
STAT3	Human	0.312-20ng/mL	0.117ng/mL	E91743Hu
mTOR	Human	0.312-20ng/mL	0.102ng/mL	E91806Hu
Jak1	Human	0.156-10ng/mL	0.051ng/mL	E92551Hu
SOCS1	Human	0.312-20ng/mL	0.113ng/mL	E97158Hu
<b>PI3K/Akt signaling</b>				
PI3K	Human	0.156-10ng/mL	0.059ng/mL	E98829Hu
Akt1	Human	0.156-10ng/mL	0.057ng/mL	E92231Hu
PTEN	Human	0.312-20ng/mL	0.115ng/mL	E95822Hu
GSK3a	Human	0.156-10ng/mL	0.049ng/mL	E90630Hu



## 常見Cytokine ELISA kit產品列表

Cytokine name	Organism	Detection range	Sensitivity	Cat no.
Interleukin 1 Alpha (IL1a)	Human	15.6-1,000pg/mL	5.8pg/mL	E90071Hu
	Mouse	15.6-1,000pg/mL	5.9pg/mL	E90071Mu
	Rat	15.6-1,000pg/mL	6.5pg/mL	E90071Ra
	Guinea pig	15.6-1,000pg/mL	6.6pg/mL	E90071Gu
	Rabbit	15.6-1,000pg/mL	6.1pg/mL	E90071Rb
	Dog	15.6-1,000pg/mL	6.6pg/mL	E90071Ca
	Pig	15.6-1,000pg/mL	5.6pg/mL	E90071Po
	Cattle	15.6-1,000pg/mL	5.8pg/mL	E90071Bo
	Goat	15.6-1,000pg/mL	7.1pg/mL	E90071Cp
	Horse	15.6-1,000pg/mL	5.7pg/mL	E90071Eq
Tumor Necrosis Factor Alpha (TNFa)	Human	15.6-1,000pg/mL	6.6pg/mL	E90133Hu
	Mouse	15.6-1,000pg/mL	6.1pg/mL	E90133Mu
	Rat	15.6-1,000pg/mL	5.6pg/mL	E90133Ra
	Guinea pig	15.6-1,000pg/mL	5.6pg/mL	E90133Gu
	Rabbit	15.6-1,000pg/mL	5.7pg/mL	E90133Rb
	Simian	15.6-1,000pg/mL	6.9pg/mL	E90133Si
	Dog	15.6-1,000pg/mL	5.7pg/mL	E90133Ca
	Pig	15.6-1,000pg/mL	5.6pg/mL	E90133Po
	Cattle	15.6-1,000pg/mL	6.1pg/mL	E90133Bo
	Goat	15.6-1,000pg/mL	5.9pg/mL	E90133Cp
Interferon Alpha (IFNa)	Human	15.6-1,000pg/mL	6.1pg/mL	E90033Hu
	Mouse	15.6-1,000pg/mL	5.7pg/mL	E90033Mu
	Rat	15.6-1,000pg/mL	6.1pg/mL	E90033Ra
	Guinea pig	15.6-1,000pg/mL	5.8pg/mL	E90033Gu
	Rabbit	15.6-1,000pg/mL	6.7pg/mL	E90033Rb
	Dog	15.6-1,000pg/mL	5.3pg/mL	E90033Ca
	Pig	31.2-2,000pg/mL	10.8pg/mL	E90033Po
	Cattle	15.6-1,000pg/mL	5.9pg/mL	E90033Bo
	Sheep	15.6-1,000pg/mL	7.3pg/mL	E90033Ov
	Horse	15.6-1,000pg/mL	6.5pg/mL	E90033Eq

更多ELISA KIT請上Uscn Life Science官方網頁<http://www.uscnk.com/> 查詢

**ELISA KIT不僅各種蛋白應有盡有，物種眾多，偵測範圍廣，靈敏度更是高!**



**創世紀生技有限公司**

<http://www.biogenesis.com.tw>

服務信箱 [service@biogenesis.com.tw](mailto:service@biogenesis.com.tw) 服務專線 0800-211-667

台北 02-26558877 台中 04-22602466 高雄 07-3105441  
 花蓮 03-8463953 竹南 037-687493